

NÁVOD K OBSLUZE

8. Chyby a příčiny

Popis	Vysvětlení
	Naměřená teplota těla je větší než 42,9 °C.
	Naměřená teplota těla je nižší než 32,0 °C.
	Při nastavení měření teploty těla, nebude možné měřit teplotu v místnosti, protože je mimo rozsah pracovní teploty 10-40 °C.

9. Specifikace

Model	IT-903
Teplotní rozsah	Tělo: 32 °C - 42,9 °C (89,6 °F - 109,2 °C) Objekt: 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F)
Přesnost	Tělo: +/- 0,2 °C / 0,4 °F Objekt: +/- 0,5 °C / 0,9 °F
Rozlišení	0,1 °C / 0,1 °F
Pracovní podmínky	Tělo: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Rh menší nebo rovno 80 % Objekt: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Rh menší nebo rovno 80 %
Skladovací podmínky	-25 °C až 55 °C (-13 °F až 131 °F) Rh menší nebo rovno 95 %
Baterie	1x 3V CR2032



NÁVOD K OBSLUZE

1. Obsah balení

1x Teploměr
1x Stojan
1x CR2032 baterie
1x Návod k obsluze

2. Obrázek

- 1) Tlačítko zapnutí a měření
- 2) Tlačítko nastavení a volby režimu
- 3) Kryt baterie
- 4) Kryt teplotního senzoru
- 5) Teplotní senzor
- 6) Stojan



3. Vysvětlení symbolů

	Zobrazení měřených dat
	Probíhající měření
	Režim měření teploty ucha
	Režim měření teploty čela
	Horečka
	Stupně Celsia
	Stupně Fahrenheita
	Hodiny
	Vybitá baterie
	Paměť posledního měření teploty

4. Nastavení

Pro nastavení jiných funkcí, zmáčkněte tlačítko zapnutí na přístroji. Otevřete kryt baterie a stiskněte tlačítko nastavení a volby režimu. Pokračujte mačkáním tlačítka nastavení a volby režimu pro přechod mezi režimy F1-F6. Vyčkejte 2 vteřiny pro načtení možností nastavení požadované funkce a následně použijte tlačítko zapnutí pro přizpůsobení režimu osobním preferencím.

NÁVOD K OBSLUZE

Název	Funkce	Popis
F-1	Výběr Celsius/Fahrenheit	Volba zobrazování měřených výsledků ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
F-2	Volba měření těla nebo předmětu	Režim ucho/čelo nebo režim Objekt: "body" měří na čele a v uchu; "face" měří teplotu objektu
F-3	Nastavení času	Umožňuje nastavení času a teploty v místnosti. Čas a teplota se ukazují postupně.
F-4	Nastavení kompenzace teploty	Režim pro nastavení kompenzace teploty podle osobních preferencí. Rozsah +/- 0,3. Pouze u měření čela.
F-5	Nastavení hodnoty oranžového podsvětlení	Přednastavená hodnota je 37,5 - 37,9 °C. Lze libovolně měnit.
F-6	Nastavení hodnoty červeného podsvětlení	Přednastavená hodnota je 38 - 42,9 °C. Lze libovolně měnit. Budou-li se hodnoty červeného podsvětlení překrývat s hodnotami oranžového podsvětlení, zobrazí se vždy podsvětlení červené.

5. Měření teploty

Když je kryt senzoru nasazen, zobrazuje se na displeji poslední naměřená hodnota a přístroj je v režimu pro měření na čele. Když sejmete kryt senzoru, přístroj přejde do režimu měření ucha.

1) Teplota na čele

Zapněte přístroj, přiložte ho na čelo, stiskněte tlačítko zapnutí a měření a držte ho stisknuté. Ujistěte se, že je kryt senzoru v kontaktu s kůží a naskenujte teplotu posunutím přístroje po čele zleva doprava po dobu 2-3 vteřin. Uvolněte tlačítko zapnutí a měření. Zvukovým signálem přístroj oznámí ukončení měření.

2) Teplota v uchu

Zapněte přístroj, umístěte senzor do ucha, tak abyste se cítili komfortně. Stiskněte jednou tlačítko zapnutí a měření. Zvukovým signálem přístroj oznámí ukončení testu.

3) Teplota objektu

Když je nasazený kryt senzoru a LCD displej nezobrazuje symbol :-), je přístroj v režimu měření teploty objektu.

Zapnutý přístroj přiložte k měřenému předmětu na vzdálenost asi 1 cm. Stiskněte tlačítko zapnutí a měření a držte ho po dobu 2-3 vteřin. Uvolněte tlačítko. Zvukovým signálem přístroj oznámí ukončení testu.

NÁVOD K OBSLUZE

6. Výměna baterie

Slabá baterie: Když se baterie blíží k vybití, objeví se ve spodní části displeje ikona vybité baterie. V tomto případě vyměňte neprodleně baterii v přístroji. Přístroj bude ještě nějakou dobu fungovat i s vybitou baterií. (obr. 6.1)

Vybitá baterie: Když se baterie zcela vybijí, začne na displeji blikat symbol "Lo" (Obr. 6.2) a přístroj bude pípat. Následně se teploměr automaticky vypne.

Výměna baterie:

1. Otevřete kryt baterie a vyjměte staré baterie z přístroje (Obr. 6.4)

2. Vložte novou baterii (CR2032) do otvoru pro baterie. (Obr. 6.4)

Poznámka:

Při zacházení s bateriemi a elektronikou se řiďte platnými místními zákony. Odevzdávejte použité baterie a elektroniku ve speciálních odběrných místech, kde budou recyklovány. Nevyhazujte do běžného odpadu.



(Fig 6.1)



(Fig 6.2)



(Fig 6.3)



(Fig 6.4)

7. Upozornění

1. Před prvním použitím, vložte baterii do přístroje.
2. Vodotěsný senzor utírejte po každém použití. Přístroj můžete čistit dezinfekcí nebo hadříkem navlhčeným v alkoholu.
3. Tělo přístroje není vodotěsné. Neponořujte v tekutinách.
4. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám po delší dobu.
5. Předcházejte nárazům a pádům přístroje.
6. Zabraňte bezprostřednímu kontaktu prstů se špičkou senzoru.
7. Nezkoušejte přístroj rozebírat.
8. Přístroj je navržen pro používání bez násadek na uši. Udržujte senzor v čistotě a chraňte ho před ušním mazem, potem a olejovými skvrnami, abyste předešli zkresleným výsledkům měření.
9. Neměřte teplotu po dobu 30 minut od jídla, cvičení nebo koupání.
10. Když se okolní teplota rychle mění (například přechody venku a uvnitř), vyčkejte 30 minut v novém prostředí a teprve pak provádějte měření teploty.
11. Dodržujte 10 vteřinové intervaly mezi jednotlivými měřeními.